

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Ratón Cd124/Il-4Ra Para Citometría De Flujo - P16382

Número de artículo: CM0005486

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD124/IL-4Ra de ratón. Validado para citometría de flujo para estudiar la señalización de IL-4/IL-13, la diferenciación Th2 y la inflamación alérgica. - P16382

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC de Conejo anti-Ratón CD124/IL-4Ra
Observaciones/Alias	Il4r; CD124
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3566
GeneID	16190
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-233 del CD124/IL-4Ra de ratón (NP_001008700.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P16382
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo