

Apc Conejo Anti-Ratón Cd138/Sindecano-1 Mab Para Fc - P18828

Número de artículo: CM0011189

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD138/Sindecano-1 de ratón para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa23-255). Específico para muestras de ratón. Adecuado para la detección de proteoglicanos de membrana en estudios de interacción de exosomas y matriz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	APC Conejo anti-Ratón CD138/Sindecano-1 mAb
Observaciones/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Sindecano-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6382
GeneID	20969
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-255 del CD138/Sindecano-1 de ratón (NP_035649.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18828
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo