


Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Cd14 Para Fc - P10810

Número de artículo: CM0010509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD14 de ratón, validado para citometría de flujo. CD14 es un coreceptor para el lipopolisacárido bacteriano, que media las respuestas inmunes innatas. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC conejo anti-ratón CD14
Notas/Alias	CD14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-345 de CD14 de ratón (NP_033971.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10810
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo