

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd150/Slam De Ratón Conjugado Con Apc Para Fc - Q9Qum4

Número de artículo: CM0011442

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD150/SLAM de ratón (miembro 1 de la familia SLAM), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación y diferenciación de células inmunitarias, así como la señalización de SLAMF1 en investigaciones sobre la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD150/SLAM de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Especie	Ratón
ID génico (humano)	6504
ID génico	27218
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 de CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QUM4
Peso molecular de la proteína	36 kDa/38 kDa
Envío	Bolsa de hielo