

Mab De Conejo Apc Anti-Cd155/Pvr De Ratón - Q91Wp1

Número de artículo: CM0012448

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD155/Pvr de ratón conjugado con APC para citometría de flujo. Específico para CD155 de ratón, ideal para investigación de receptores inmunes y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-Mouse CD155/Pvr
Notas / Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	5817
ID genético	52118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-348 de CD155/Pvr de ratón (NP_612564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q91WP1
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo