

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc Contra Cd161C/Nk1.1 De Ratón Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0004831

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD161c/NK1.1 de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta específicamente el marcador de células NK, adecuado para inmunofenotipado y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC contra CD161c/NK1.1 de ratón
Observaciones/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKRP1.9
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	3820
ID genético	17059
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 de CD161c/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo