

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 De Ratón Conjugado Con Apc Para Fc - Q3Ta56

Número de artículo: CM0005611

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD162/PSGL-1 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para detectar PSGL-1 de ratón en investigación de inmunología y adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD162/PSGL-1 de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	6404
ID de Gen	20345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-320 del CD162/PSGL-1 de ratón (NP_033177.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo