

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd21/Cd35 De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P19070

Número de artículo: CM0007899

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD21/CD35 de ratón (CR2/C3DR). Validado para citometría de flujo; reacciona con células B de ratón. Útil para estudios de inmunología del complemento y de las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD21/CD35 de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	1380
GeneID	12902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-274 de CD21/CD35 de ratón (NP_031784.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P19070
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo