

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd22 De Ratón Para Fc - P35329

Número de artículo: CM0009913

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD22 de ratón (Siglec-2, BL-CAM) para citometría de flujo. Validado para reactividad en ratón, ideal para inmunofenotipado de linfocitos B y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD22 de ratón
Observaciones/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 de CD22 de ratón (NP_033975.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso de la proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo