

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Cd24 De Ratón Para Citometría De Flujo - P24807

Número de artículo: CM0005930

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD24 (HSA) de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de diferenciación de células inmunitarias, activación de linfocitos B, autoinmunidad e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC conejo anti-CD24 de ratón
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	100133941
ID del gen	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso molecular de la proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo