


Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd304/Neuropilin-1 Para Citometría De Flujo - P97333

Número de artículo: CM0011571



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra Neuropilin-1 de ratón (CD304), validado para citometría de flujo. Interviene en la angiogénesis, el desarrollo neuronal y la organogénesis. Ideal para la investigación cardiovascular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Conejo anti-ratón CD304/Neuropilin-1 mAb
Observaciones/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8829
GeneID (Ratón)	18186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-856 de CD304/Neuropilin-1 de ratón (NP_032763.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P97333
Peso proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo