


Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Cd317/Bst2 Para Fc - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0007731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD317/BST2 de ratón conjugado con APC para citometría de flujo. Reconoce el antígeno 2 del estroma de la médula ósea de ratón (19kDa). Útil para estudios de restricción antiviral, inmunidad innata e investigación de células dendríticas plasmacitoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC Conejo anti-Ratón CD317/BST2
Observaciones/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Especies	Ratón
ID del Gen (Humano)	684
ID del Gen	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 del CD317/BST2 de ratón (NP_932763.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo