

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Cd32 Para Citometría De Flujo (Fc) - P08101

Número de artículo: CM0009484

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD32 de ratón (FcγRIIB). Específico para el análisis por citometría de flujo (FC) del receptor Fc de IgG de baja afinidad implicado en la regulación inmunitaria. Adecuado para investigación en inmunología y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC Conejo anti-Ratón CD32
Observaciones/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2213
GeneID	14130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 del CD32 de ratón (NP_034317.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P08101
Peso Proteico	31kDa/33kDa/36kDa
Envío	Bolsa de hielo