

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd34 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q64314

Número de artículo: CM0012071

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD34 de ratón, diseñado específicamente para detección por citometría de flujo. Se dirige a células progenitoras hematopoyéticas con un peso molecular calculado de ~41 kDa. Presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM APC de conejo anti-ratón CD34
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo