

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd366 (Tim-3) De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q8Vim0

Número de artículo: CM0009975



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD366 (TIM-3) de ratón conjugado con APC para citometría de flujo. Ideal para estudiar el agotamiento de las células T, los puntos de control inmunitario y la activación de macrófagos. Validado en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD366 (TIM-3) de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Especie	Ratón
GeneID (humano)	84868
GeneID	171285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-191 de CD366 (TIM-3) de ratón (NP_599011.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8VIM0
Peso de la proteína	22 kDa/31 kDa
Envío	Bolsa de hielo