

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd38 De Ratón Para Citometría De Flujo - P56528

Número de artículo: CM0007885



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD38 de ratón (ADPRC 1, I-19). Reacciona con ratón, adecuado para el análisis por citometría de flujo de la expresión de CD38 en investigación de inmunología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD38 de ratón
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 de CD38 de ratón (NP_031672.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo