

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Conjugado Con Apc Para Fc - P06332

Número de artículo: CM0007758

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD4 de ratón (L3T4, Ly-4), validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para identificar células T colaboradoras y otras poblaciones inmunes CD4+ en muestras murinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-CD4 de Ratón APC
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	920
ID del Gen	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo