


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 De Ratón Apc-Para Citometría De Flujo - P15379

Número de artículo: CM0011998



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD44 de ratón conjugado con APC-para citometría de flujo. Reacciona con el CD44 de ratón (Ly-24, Pgp-1, HERMES), un receptor de hialuronato implicado en la migración dirigida, la adhesión y la inflamación de los linfocitos. Adecuado para muestras de investigación de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD44 de ratón APC-
Observaciones/Sinónimos	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo