

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 De Ratón Conjugado Con Apc - Q61735

Número de artículo: CM0010041

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD47 de ratón (IAP), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión celular, la regulación inmune y la señalización de trombospondina. Adecuado para investigación en inmunología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD47 de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	961
GeneID	16423
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD47 de ratón (NP_034711.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo