

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Cd59A De Ratón Para Fc - O55186

Número de artículo: CM0011503

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD59a de ratón, un potente inhibidor del MAC. Para aplicaciones de citometría de flujo en muestras de ratón. Adecuado para investigación sobre complemento, inmunología y terapias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-CD59a de ratón
Observaciones/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Especie	Ratón
GeneID	12509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-96 de CD59a de ratón (NP_031678.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O55186
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo