

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Ratón Cd71 Para Fc - Q62351

Número de artículo: CM0008611

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC de alta calidad contra el CD71 de ratón (proteína 1 del receptor de transferrina) validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la captación de hierro y la proliferación celular celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-ratón CD71
Observaciones/Alias	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvr1; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7037
GeneID	22042
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 89-763 del CD71 de ratón (NP_035768.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62351
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo