

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Cd86 Para Citometría De Flujo - P42082

Número de artículo: CM0009635

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD86 de ratón, diseñado para citometría de flujo (FC). Reconoce CD86 de ratón (SWISS P42082), ~35kDa. Ideal para estudios de activación de células T y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Ratón CD86
Observaciones/Alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28I2; TS/A-2; CD86
Especie	Ratón
ID Gen (humano)	942
ID Gen	12524
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-245 del CD86 de ratón (NP_062261.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P42082
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo