

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd86 De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P42082

Número de artículo: CM0008264

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD86 de ratón (B7-2), validado para citometría de flujo. Dirigido contra los aminoácidos 24-245 de CD86 de ratón. Ideal para investigaciones en inmunología sobre la activación de células T y la coestimulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86
Especie	Ratón
GeneID (humano)	942
GeneID	12524
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-245 de CD86 de ratón (NP_062261.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P42082
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo