

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd93 De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - 089103

Número de artículo: CM0004720

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD93 de ratón (C1qR, AA4). Adecuado para citometría de flujo (FC). Permite el estudio de la fagocitosis, la función endotelial y la angiogénesis. Ofrece reproducibilidad entre lotes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD93 de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	22918
ID del Gen	17064
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-181 del CD93 de ratón (NP_034870.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O89103
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo