


Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Cd96/Tactile Para Fc - Q3U0X8

Número de artículo: CM0011436



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD96/TACTILE de ratón para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón. Se dirige a la proteína de superficie de células T involucrada en la adhesión de células NK durante la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb APC conejo anti-ratón CD96/TACTILE
Observaciones/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10225
GeneID	84544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-536 de CD96/TACTILE de ratón (NP_115854.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3U0X8
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo