

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón H-2Kd/H-2Dd Conjugado Con Apc Para Fc - P01902/P01900

Número de artículo: CM0012167



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a moléculas de MHC clase I H-2Kd/H-2Dd de ratón. Validado para citometría de flujo, ideal para tipado de células inmunes, estudios de presentación de antígenos e investigación en inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Ratón H-2Kd/H-2Dd conjugado con APC
Observaciones/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Especie	Ratón
ID Gen (Ratón)	14972/14964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-301 del H-2Kd/H-2Dd de ratón (NP_612564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01902/P01900
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo