

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón Icos/Cd278 Para Fc - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0011084

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al ICOS/CD278 de ratón (UniProt Q9WVS0), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la coestimulación de células T, la diferenciación de células foliculares helper y ensayos inmunológicos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Ratón ICOS/CD278
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	29851
GeneID	54167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-142 del ICOS/CD278 de ratón (NP_059508.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso Molecular de la Proteína	23KDa
Envío	Bolsa de hielo