


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IgG1 Conjugado Con Apc Para Fc - P01868

Número de artículo: CM0004892



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la región constante de la IgG1 de ratón. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), este anticuerpo detecta específicamente la IgG1 de ratón en flujos de trabajo de investigación y diagnóstico. Ideal para el desarrollo de inmunoensayos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | APC Conejo anti-Ratón IgG1 mAb                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | IgG1                                                                                                                             |
| Especie             | Ratón                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-324 de la IgG1 de ratón (P01868) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | FC                                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                            |
| SWISS               | P01868                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |