

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Igg2B Conjugado Con Apc Para Fc - P01867-2

Número de artículo: CM0006496

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra la región constante de la cadena pesada de IgG2b de ratón. Validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con ratón. Adecuado para investigación en inmunología, desarrollo de ensayos de diagnóstico y análisis de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón IgG2b conjugado con APC
Observaciones/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Especie	Ratón
ID del Gen	16016
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 14-113 de IgG2b de ratón (P01867-2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01867-2
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo