

Anticuerpo Monoclonal Apc De Conejo Anti-Il-13 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - P20109

Número de artículo: CM0011144

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a la IL-13 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para el estudio de inflamación alérgica, respuestas Th2 y vías de señalización de IL-13 en modelos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb APC de conejo anti-IL-13 de ratón
Observaciones/Alias	Il-13
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3596
GeneID (Ratón)	16163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-131 de la IL-13 de ratón (NP_032381.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20109
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo