

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IL-17A Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo (Intracelular) - Q62386

Número de artículo: CM0005593

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra IL-17A de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Reacciona con IL-17A de ratón, una citocina clave de Th17 implicada en la inflamación, la defensa del huésped y la integridad de la barrera epitelial. Ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón IL-17A APC
Observaciones/Alias	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3605
GeneID	16171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de IL17A de ratón. (NP_034682.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q62386
Peso Proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo