

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1R1/Cd121A De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P13504

Número de artículo: CM0011941

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra IL1R1/CD121a de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para analizar la expresión del receptor de interleucina-1 en investigaciones inmunológicas y neuronales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL1R1/CD121a de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3554
GeneID	16177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-338 de IL1R1/CD121a de ratón (NP_032388.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13504
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo