


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Klrg1/Mafa De Ratón Conjugado Con Apc Para Fc - O88713

Número de artículo: CM0006006



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra KLRG1/MAFA de ratón, adecuado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante que cubre los aminoácidos 57-188. Se expresa en células NK y células T CD8 activadas; involucrado en la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-KLRG1/MAFA de ratón conjugado con APC
Observaciones/Alias	MAFA; 2F1-Ag; MAFA-L
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10219
GeneID	50928
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-188 de KLRG1/MAFA de ratón (NP_058666.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O88713
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo