

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Ly-6C Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P0Cw02

Número de artículo: CM0009085

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el Ly-6C de ratón (Ly6c1). Validado para citometría de flujo (FC), específico para ratón, con un peso proteico de ~15 kDa. Ideal para la investigación de perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón Ly-6C conjugado con APC
Observaciones/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Especie	Ratón
ID de gen	17067
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Ly-6C de ratón (NP_001238984.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P0CW02
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo