

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina De Ratón Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q62011

Número de artículo: CM0008280



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-podoplanina de ratón conjugado con APC para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón; el inmunógeno cubre los aminoácidos 21-133. Ideal para estudios de linfa, tumores y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Podoplanina de Ratón Conjugado con APC
Observaciones/Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Especie	Ratón
GeneID (humano)	10630
GeneID (ratón)	14726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-133 de la Podoplanina de ratón (NP_034359.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q62011
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo