


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Tim-1/Kim-1/Havcr Conjugado Con Apc Para Fc - Q5Qns5

Número de artículo: CM0005909



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra TIM-1/KIM-1/HAVCR de ratón para citometría de flujo. El inmunógeno recombinante (aa 22-237) garantiza especificidad. Adecuado para investigación en inmunología, lesión renal y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón TIM-1/KIM-1/HAVCR conjugado con APC
Observaciones/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Especie	Ratón
GeneID (humano)	26762
GeneID	171283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-237 de TIM-1/KIM-1/HAVCR de ratón (NP_599009.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q5QNS5
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo