

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnf-A De Ratón Conjugado Con Apc Para Fc (Intracelular) - P06804

Número de artículo: CM0011495



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC específico para el TNF- α de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Detecta el TNF- α de ratón (caquectina, TNFSF2) con alta afinidad. Ideal para aplicaciones de investigación en inflamación, inmunología y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TNF- α de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Especie	Humana
GeneID (humano)	7124
GeneID	21926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-235 del TNF- α de ratón (NP_038721.1)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06804
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo