

Anticuerpo Monoclonal Apc Conejo Anti-Ratón/Humano Cd55 Para Fc - Q61475

Número de artículo: CM0008724

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC que reconoce el CD55 (factor de aceleración de la decaída) de ratón y humano, un inhibidor del complemento anclado a GPI. Adecuado para el análisis de vías reguladoras del complemento basado en citometría de flujo. UniProt Q61475.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC Conejo anti-Ratón/Humano CD55
Observaciones/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-361 del CD55/DAF de ratón (NP_034146.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q61475
Peso Proteico	42KDa
Envío	Bolsa de hielo