

Apc Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón/Rata Cd54 (Icam-1) Para Citometría De Flujo - P13597

Número de artículo: CM0009747

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al CD54 (ICAM-1) de ratón/rata para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de adhesión y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Conejo anti-Ratón/Rata CD54 mAb
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3383
GeneID	15894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 del CD54 de ratón (NP_034623.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo