

## Control De Isotipo Apc Rabbit Igg - Control De Isotipo Apc Rabbit Igg

Número de artículo: CM0008133

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de control de isotipo Rabbit IgG conjugado con APC para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal como control negativo emparejado en paneles de tinción de inmunofluorescencia, garantizando la especificidad del ensayo y la evaluación del fondo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Control de isotipo APC Rabbit IgG                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (Un péptido sintetizado derivado del control de isotipo Rabbit IgG) |
| Origen              | Conejo                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                              |
| Aplicación          | FC                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                        |