

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Cd45Rat/B220 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0005861

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC dirigido al CD45R/B220 de ratón (antígeno común de leucocitos, P06800). Validado para citometría de flujo (FC) para detectar células B y estudiar la activación de células T. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Rata anti-Ratón CD45R/B220 mAb
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo