

## Anticuerpo Monoclonal Apc Rata Anti-Ratón Cd86 Para Citometría De Flujo - P42082

Número de artículo: CM0005298

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC dirigido al CD86 (B7-2) de ratón para citometría de flujo. CD86 es una molécula coestimuladora en células presentadoras de antígeno, crucial para la activación de células T y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb APC Rata anti-Ratón CD86                                                    |
| Observaciones/Alias | B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd2812, TS/A-2, CD86 |
| Especie             | Ratón                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 942                                                                             |
| GeneID (Ratón)      | 12524                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de CD86 de ratón                                          |
| Origen              | Rata                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                        |
| Aplicación          | CF                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                           |
| SWISS               | P42082                                                                          |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                  |