

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón F4/80 Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0005846

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC de alta calidad que se dirige específicamente al F4/80 de ratón (Adgre1/EMR1), validado para citometría de flujo. Ideal para la detección de macrófagos en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Rata anti-Ratón F4/80 mAb
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2015
GeneID	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo