

Anticuerpo Monoclonal De Rata Apc Anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) De Ratón Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número de artículo: CM0007912

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC dirigido contra Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para la inmunofenotipificación de granulocitos y monocitos en muestras de médula ósea y sangre periférica de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de rata APC anti-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Observaciones/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Especie	Ratón
GeneID	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35461 / P0CW02
Peso Molecular de la Proteína	15kDa / 8kDa
Envío	Bolsa de hielo