

Anticuerpo Monoclonal Apc De Rata Anti-Ly6G De Ratón Para Citometría De Flujo - P35461

Número de artículo: CM0008604

Introducción

Anticuerpo monoclonal APC conjugado de rata anti-Ly6G de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Reacciona con Ly6G de ratón, un marcador de superficie celular anclado mediante GPI. Adecuado para inmunofenotipificación y estudios de médula ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de rata anti-Ly6G de ratón
Observaciones/alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	80740
ID del gen	546644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-105 de Ly-6G de ratón (NP_001297367.1)
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo