

Anticuerpo Monoclonal Apc De Rata Anti-Ratón Ter-119 Para Citometría De Flujo - Ter-119

Número de artículo: CM0012626

Introducción

Este anticuerpo monoclonal APC de rata anti-ratón TER-119 está diseñado para la detección mediante citometría de flujo del antígeno TER-119 de ratón en células eritroides. Ideal para estudios de inmunofenotipificación y desarrollo eritroide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC de rata anti-ratón TER-119
Observaciones/Alias	Ter119, TER-119
Especie	Ratón
ID del gen	104231
Inmunógeno	Proteína recombinante de TER-119 de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo