

Anticuerpo Monoclonal Apc Estreptavidina Para Citometría De Flujo - Apc Estreptavidina

Número de artículo: CM0004592

Introducción

Conjugado de anticuerpo monoclonal APC Estreptavidina (SA V1, SA V2) diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. La reactividad cruzada independiente de la especie garantiza una amplia compatibilidad. Materia prima confiable para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	APC Estreptavidina
Observaciones/Alias	SA V1, SA V2
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo