

Apc Estreptavidina

Número de artículo: CM0011197

Introducción

APC Estreptavidina es un conjugado de estreptavidina derivado de conejo diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC) con reactividad cruzada independiente de la especie. Ideal para detectar sondas biotiniladas, respalda flujos de trabajo confiables de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Estreptavidina
Observaciones/Alias	SA V1, SA V2
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo