


Anticuerpo Monoclonal Anti-Axl Apc/Cianine7 Para Citometría De Flujo - P30530

Número de artículo: CM0008169



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianine7 dirigido a la tirosina quinasa del receptor AXL humano. Validado para citometría de flujo, adecuado para la detección de AXL en investigación de oncología y virología. 98 kDa, reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC/Cianine7 Conejo anti-Humano AXL mAb
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 del AXL humano (NP_068713.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo