

## Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 Anti-Cd185/Cxcr5 Para Fc - P32302

Número de artículo: CM0005676

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra CD185/CXCR5 humano (receptor 1 del linfoma de Burkitt). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo permite la detección de CXCR5, un receptor clave para la migración de células B, en muestras humanas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb anti-CD185/CXCR5 humano de conejo APC/Cianina7                                                                                     |
| Observaciones/Alias | BLR1; CD185; MDR15                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 643                                                                                                                                    |
| GeneID              | 643                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47 de CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS               | P32302                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 42 kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |